

## SISTEMA FIXATOR EXTERNO MODULAR

Para uso común


### Características del producto

- Con la característica de tecnología avanzada y uso conveniente.
- Haga el marco compacto.
- Uso simple y efectivo
- Menos herramientas, reducen efectivamente la ocupación del espacio.
- Estructura simple, para que los médicos puedan obtener más libertad.














# MODELO- EXFIX XV

## Sistema de fijación externa modular(Para uso común)- Tipo-III


REFERENCIA	TAMAÑO	IMAGEN
MOI 55031084	Acoplamiento Pin a Barra $\Phi 8$ x 4 mm	
MOI 55038115	Acoplamiento Pin a Barra $\Phi 11$ x 5 mm	
MOI 55032088	Ringent Barra a Barra de acoplamiento $\Phi 8$ x 8 mm	
MOI 55039011	Ringent Barra a Barra de acoplamiento $\Phi 11$ x 11 mm	
MOI 55033845	Ringent Pin a Barra de acoplamiento $\Phi 8$ x 4-5 mm	
MOI 55040056	Ringent Pin a Barra de acoplamiento $\Phi 11$ x 5-6 mm	
MOI 55035088	Acoplamiento Barra a Barra $\Phi 8$ x 8 mm	
MOI 55042011	Acoplamiento Barra a Barra $\Phi 11$ x 11 mm	
MOI 55034084	Abrazadera en T $\Phi 8$ x 4 mm	
MOI 55041115	Abrazadera en T $\Phi 11$ x 5 mm	

# MODELO- EXFIX XV

## Sistema de fijación externa modular(Para uso común)- Tipo-III

REFERENCIA	TAMAÑO	IMAGEN
MOI 15010011	Abrazadera universal cerrada	
MOI 15013011	Abrazadera universal abierta	
MOI 15011011	Abrazadera universal	
MOI 15012011	ABRAZADERA TRANSVERSAL	
MOI 15009011	ABRAZADERA DE TUBO A TUBO	
MOI 55321008	Barra curvada trapezoidal semicircular $\Phi 8$ mm	
MOI 55321011	Barra curvada trapezoidal semicircular $\Phi 11$ mm	
MOI 55322008	Barra curvada trapezoidal $\Phi 8$ mm	
MOI 55322011	Barra curvada trapezoidal $\Phi 11$ mm	
MOI 55323008	Varilla curvada $\Phi 8$ mm	
MOI 55323011	Varilla curvada $\Phi 11$ mm	

## Configuraciones de marco recomendadas




DESCRIPCIÓN	REF	CANT
Tornillos de hueso estándar	MOI 15417130	2
Abrazadera en T	MOI 55034084	1
Tornillos de hueso estándar	MOI 15418130	3
Acoplamiento Pin a Barra	MOI 55031084	3
Biela	MOI 65340300	1
Utilizado para: Tibia conminuta		

SISTEMA EXFIX MADISON



DESCRIPCIÓN	REF	CANT
Tornillos de hueso estándar	MOI 15417130	4
Acoplamiento Pin a Barra	MOI 55038115	4
Biela	MOI 65340150	1
Acoplamiento Barra a Barra	MOI 55042011	2
Biela	MOI 65340200	2
Utilizado para: Femur, Tibia		

# Configuraciones de marco recomendadas



DESCRIPCIÓN	REF	CANT
Acoplamiento Pin a Barra MOI 55038115		8
Biela	MOI 65340250	4
Tornillos de hueso estándar	MOI 15417120	4
Biela	MOI 15338150	2
Acoplamiento Barra a Barra	MOI 55042011	2

Utilizado para: Tibia conminuta

SISTEMA EXFIX MADISON