



Tornillos Esponjosos de 4.0mm. Rosca completa

REF (S.S)	REF (TIT)	LONG. (mm)
MOI 13501010	MOI 33501010	10
MOI 13501012	MOI 33501012	12
MOI 13501014	MOI 33501014	14
MOI 13501016	MOI 33501016	16
MOI 13501018	MOI 33501018	18
MOI 13501020	MOI 33501020	20
MOI 13501022	MOI 33501022	22
MOI 13501024	MOI 33501024	24
MOI 13501026	MOI 33501026	26
MOI 13501028	MOI 33501028	28
MOI 13501030	MOI 33501030	30
MOI 13501032	MOI 33501032	32
MOI 13501034	MOI 33501034	34
MOI 13501036	MOI 33501036	36
MOI 13501038	MOI 33501038	38
MOI 13501040	MOI 33501040	40
MOI 13501042	MOI 33501042	42
MOI 13501044	MOI 33501044	44
MOI 13501046	MOI 33501046	46
MOI 13501048	MOI 33501048	48
MOI 13501050	MOI 33501050	50

Introducción

La Placa Sacroiliaca Superior KEPLER™ permite colocar dos tornillos a cada lado de la articulación sacroiliaca, por lo tanto es necesaria una sola placa para la fijación de la articulación. La placa tiene una superficie inferior contorneada, para coincidir con el arco natural de la anatomía del paciente sobre la articulación sacroiliaca. Dos ranuras de tornillo facilitan el reajuste, antes del ajuste final del implante.

Las placas KEPLER™ combinan un bajo perfil con el ajuste anatómico del implante. Los implantes están fabricados en titanio puro y acero inoxidable.

Indicaciones

Dislocaciones de la Articulación Sacroiliaca

Información del Implante



Placa Sacroiliaca KEPLER™

REF (S.S)	REF (TIT)	TAMAÑO (mm)
MOI 15253024	MOI 35253024	18 X 24 mm
MOI 15253026	MOI 35253026	18 X 26 mm
MOI 15253028	MOI 35253028	18 X 28 mm
MOI 15253030	MOI 35253030	18 X 30 mm



Tornillos Corticales de 3.5mm

REF (S.S)	REF (TIT)	LONG. (mm)
MOI 13500010	MOI 33500010	10
MOI 13500012	MOI 33500012	12
MOI 13500014	MOI 33500014	14
MOI 13500016	MOI 33500016	16
MOI 13500018	MOI 33500018	18
MOI 13500020	MOI 33500020	20
MOI 13500022	MOI 33500022	22
MOI 13500024	MOI 33500024	24
MOI 13500026	MOI 33500026	26
MOI 13500028	MOI 33500028	28
MOI 13500030	MOI 33500030	30
MOI 13500032	MOI 33500032	32
MOI 13500034	MOI 33500034	34
MOI 13500036	MOI 33500036	36
MOI 13500038	MOI 33500038	38
MOI 13500040	MOI 33500040	40
MOI 13500042	MOI 33500042	42
MOI 13500044	MOI 33500044	44
MOI 13500046	MOI 33500046	46
MOI 13500048	MOI 33500048	48
MOI 13500050	MOI 33500050	50



USA OFFICE

4000 Island Blvd, Suite 2704
Aventura, Florida 33160

PUERTO RICO OFFICE

1660 Santa Ana Street
Esq. Fidalgo Diaz,
San Juan, Puerto Rico 00909

E-mail:

info@madisonorthoinc.com

Website:

www.madisonorthoinc.com

