

NEPTUNE 5.5

Sistema para Columna Degenerativa

Sistema para Columna Degenerativa
 NEPTUNE™ 5.5 es un sistema integral de instrumentos e implantes diseñados para abordar la inestabilidad en la Vértebra torácica, lumbar y sacra. Una instrumentación simplificada y una amplia gama de implantes de titanio garantizan resultados óptimos y reproducibles.

Con base en los principios de velocidad, seguridad y simplicidad, el Sistema para Columna Degenerativa es un sistema de tornillo multi-axial de carga superior con un mecanismo mejorado de bloqueo, un perfil funcional más bajo y un conjunto de instrumentos diseñados ergonómicamente. El Sistema de Tornillo Multi-Axial NEPTUNE™ ha sido diseñado para facilitar la colocación de tornillos pediculares por medio de la versatilidad y facilidad de uso. La capacidad multi-axial provee libertad en cualquier dirección. Esta capacidad multi-axial permite la fácil colocación y reducción de la varilla, aún cuando los tornillos no estén perfectamente alineados entre sí.

Características del Implante

■ Tornillos pediculares

- Doble guía con forma roscada para una adquisición ósea óptima
- El roscado cortical se acopla con el pedículo
- el roscado canceloso se acopla al cuerpo vertebral
- Perfil auto-roscante

Con un diámetro de entre 4.5-7.0mm en aumentos de medio milímetro

Codificados por color por diámetro de tornillo óseo.

■ Tornillo de ajuste

Un Mecanismo de Cierre Roscado Cuadrado ayuda a prevenir el roscado cruzado.

Nicho StarDrive que provee una mejor transmisión de par al tornillo de ajuste


■ CONECTOR Transversal a Presión

Ofrece una rápida y simple colocación in-situ

Ajuste anatómico simple

■ Varilla Dinámica (opcional)

Provee aumento en movimiento comparado con las varillas rígidas



Indicaciones de Uso

Sistema para Columna Degenerativa NEPTUNE™ 5.5 está previsto para uso como dispositivo de fijación vertebral posterior para ayudar en la corrección quirúrgica de varias deformidades y patologías en la región torácica, lumbar, sacra e iliaca de la columna.

Información del Implante

[material en Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)]

Tornillo de Ajuste



TAMAÑO	REF
5.5	MOI 37137055



Conector Transversal a Presión (opcional)

TAMAÑO	REF
30 – 33 mm	MOI 37138030
33 – 38 mm	MOI 37138033
38 – 47 mm	MOI 37138038
47 – 62 mm	MOI 37138047

Tornillo Multi-Axial, 5.5



Estándar



Reducción

DIA (mm)	LONGITUD (mm)	REF (Tornillos Estándar)	REF (Tornillo Reducción)
4.5	25	MOI 37113025	MOI 37119025
4.5	30	MOI 37113030	MOI 37119030
4.5	35	MOI 37113035	MOI 37119035
4.5	40	MOI 37113040	MOI 37119040
4.5	45	MOI 37113045	MOI 37119045
4.5	50	MOI 37113050	MOI 37119050
5.0	25	MOI 37114025	MOI 37120025
5.0	30	MOI 37114030	MOI 37120030
5.0	35	MOI 37114035	MOI 37120035
5.0	40	MOI 37114040	MOI 37120040
5.0	45	MOI 37114045	MOI 37120045
5.0	50	MOI 37114050	MOI 37120050
5.5	25	MOI 37115025	MOI 37121025
5.5	30	MOI 37115030	MOI 37121030
5.5	35	MOI 37115035	MOI 37121035
5.5	40	MOI 37115040	MOI 37121040
5.5	45	MOI 37115045	MOI 37121045
5.5	50	MOI 37115050	MOI 37121050
6.0	25	MOI 37116025	MOI 37122025
6.0	30	MOI 37116030	MOI 37122030
6.0	35	MOI 37116035	MOI 37122035
6.0	40	MOI 37116040	MOI 37122040
6.0	45	MOI 37116045	MOI 37122045
6.0	50	MOI 37116050	MOI 37122050
6.5	25	MOI 37117025	MOI 37123025
6.5	30	MOI 37117030	MOI 37123030
6.5	35	MOI 37117035	MOI 37123035
6.5	40	MOI 37117040	MOI 37123040
6.5	45	MOI 37117045	MOI 37123045
6.5	50	MOI 37117050	MOI 37123050
7.0	25	MOI 37118025	MOI 37124025
7.0	30	MOI 37118030	MOI 37124030
7.0	35	MOI 37118035	MOI 37124035
7.0	40	MOI 37118040	MOI 37124040
7.0	45	MOI 37118045	MOI 37124045
7.0	50	MOI 37118050	MOI 37124050

Tornillo de Ángulo Fijo, 5.5



Estándar



Reducción

DIA (mm)	LONGITUD (mm)	REF (tornillos Estándar)	REF (Tornillos de Reducción)
4.5	25	MOI 37125025	MOI 37131025
4.5	30	MOI 37125030	MOI 37131030
4.5	35	MOI 37125035	MOI 37131035
4.5	40	MOI 37125040	MOI 37131040
4.5	45	MOI 37125045	MOI 37131045
4.5	50	MOI 37125050	MOI 37131050
5.0	25	MOI 37126025	MOI 37132025
5.0	30	MOI 37126030	MOI 37132030
5.0	35	MOI 37126035	MOI 37132035
5.0	40	MOI 37126040	MOI 37132040
5.0	45	MOI 37126045	MOI 37132045
5.0	50	MOI 37126050	MOI 37132050
5.5	25	MOI 37127025	MOI 37133025
5.5	30	MOI 37127030	MOI 37133030
5.5	35	MOI 37127035	MOI 37133035
5.5	40	MOI 37127040	MOI 37133040
5.5	45	MOI 37127045	MOI 37133045
5.5	50	MOI 37127050	MOI 37133050
6.0	25	MOI 37128025	MOI 37134025
6.0	30	MOI 37128030	MOI 37134030
6.0	35	MOI 37128035	MOI 37134035
6.0	40	MOI 37128040	MOI 37134040
6.0	45	MOI 37128045	MOI 37134045
6.0	50	MOI 37128050	MOI 37134050
6.5	25	MOI 37129025	MOI 37135025
6.5	30	MOI 37129030	MOI 37135030
6.5	35	MOI 37129035	MOI 37135035
6.5	40	MOI 37129040	MOI 37135040
6.5	45	MOI 37129045	MOI 37135045
6.5	50	MOI 37129050	MOI 37135050
7.0	25	MOI 37130025	MOI 37136025
7.0	30	MOI 37130030	MOI 37136030
7.0	35	MOI 37130035	MOI 37136035
7.0	40	MOI 37130040	MOI 37136040
7.0	45	MOI 37130045	MOI 37136045
7.0	50	MOI 37130050	MOI 37136050

Varilla Rígida, 5.5



DIA (mm)	LONGITUD (mm)	REF
5.5	40	MOI 37139040
5.5	45	MOI 37139045
5.5	50	MOI 37139050
5.5	55	MOI 37139055
5.5	60	MOI 37139060
5.5	70	MOI 37139070
5.5	80	MOI 37139080
5.5	90	MOI 37139090
5.5	100	MOI 37139100
5.5	110	MOI 37139110
5.5	120	MOI 37139120
5.5	250	MOI 37139250
5.5	500	MOI 37139500

Varilla Dinámica, 5.5



DIA (mm)	LONGITUD (mm)	REF
5.5	55	MOI 37140055
5.5	60	MOI 37140060
5.5	65	MOI 37140065
5.5	70	MOI 37140070
5.5	75	MOI 37140075
5.5	80	MOI 37140080
5.5	85	MOI 37140085
5.5	90	MOI 37140090
5.5	95	MOI 37140095
5.5	100	MOI 37140100
5.5	110	MOI 37140110
5.5	120	MOI 37140120
5.5	130	MOI 37140130



Conector Reticular

TAMAÑO	REF
5.5	MOI 37141055

Barra Reticular

LONGITUD	REF
50 mm	MOI 37142050
60 mm	MOI 37142060
70 mm	MOI 37142070
80 mm	MOI 37142080
90 mm	MOI 37142090
100 mm	MOI 37142100



Gancho pedículo, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37143001	S	T1 – T10	Up
MOI 37143002	M		
MOI 37143003	L		



Gancho laminar de hoja amplia, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37144001	S	T1 – L5	Up / Down
MOI 37144002	M		
MOI 37144003	L		



Gancho laminar de hoja estrecha, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37145001	S	T1 – L5	Up / Down
MOI 37145002	M		
MOI 37145003	L		



Gancho laminar de Angulo abajo, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37146001	S	T8 – L2	Up
MOI 37146002	M		
MOI 37146003	L		



Gancho laminar desplazado, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37147001	L	T1 – L5	Up / Down
MOI 37147002	R		



Gancho torácica en Angulo, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37149001	L	T1 – T3	Down
MOI 37149002	R		



Gancho transversal de proceso, 5.5mm

REF	SIZE	REGION OF SPINE	BLADE DIRECTION
MOI 37148001	L	T1 – L5	Up / Down
MOI 37148002	R		



Conector desplazado, 5.5mm

REF	SIZE
MOI 37150020	20 mm
MOI 37150030	30 mm
MOI 37150040	40 mm



Conector extendido, 5.5mm

REF	SIZE
MOI 37151055	5.5 / 5.5



Conector paralelo, 5.5mm

REF	SIZE
MOI 37152055	5.5 / 5.5



Placa fija de reticulación, 5.5mm

REF	SIZE
MOI 37153015	15 mm
MOI 37153018	18 mm
MOI 37153021	21 mm
MOI 37153024	24 mm



Placa de reticulación Multi-Axial, 5.5mm

REF	SIZE
MOI 37301032	36 - 40 mm
MOI 37301042	42 - 48 mm
MOI 37301050	50 - 65 mm



Varilla Rígida, 5.5

REF	LENGTH
MOI 37139200	200 mm
MOI 37139300	300 mm
MOI 37139400	400 mm



USA OFFICE

4000 Island Blvd, Suite 2704
Aventura, Florida 33160

PUERTO RICO OFFICE

1660 Santa Ana Street
Esq. Fidalgo Diaz,
San Juan, Puerto Rico 00909

E-mail:

info@madisonorthoinc.com

Website:

www.madisonorthoinc.com

