


SISTEMA FIXATOR EXTERNO MODULAR

Para extremidades superiores

Características del producto

- Con la característica de tecnología avanzada y uso conveniente.
- Disposición independiente de tornillos óseos en fracturas proximales y distales.
- Aplique ajuste a presión al diseño, lo que permite una operación más fácil y menos tiempo.
- Mejore la nitidez de la visión de fractura mediante el uso de fibra de carbono médica.
- Ofrezca la mejor estabilidad y elasticidad.
- Diseño que apunta a la complejidad de la fractura y la pérdida de tejido blando y considerando tanto la variedad como la comodidad.



MODELO- EXFIX XIV

Sistema de fijación externa modular(Para miembros superiores)-Tipo-I

| REFERENCIA | TAMAÑO | IMAGEN |
|--------------|--|--|
| MOI 55021534 | Acoplamiento Pin a Barra $\Phi 5 \times 3-4$ |  |
| MOI 55022055 | Acoplamiento Barra a Barra $\Phi 5 \times 5$ |  |
| MOI 55023534 | Abrazadera Pin Peri-articular $\Phi 5 \times 3-4$ |  |
| MOI 55024534 | Acoplamiento de 4 orificios $\Phi 5 \times 3-4$ |  |
| MOI 15309005 | Mastil angulado 30° $\Phi 5$ |  |
| MOI 15310005 | Post recto $\Phi 5$ |  |
| MOI 15311005 | Bisagra de articulación del codo $\Phi 5$ |  |
| MOI 15312005 | Bisagra de unión de muñeca $\Phi 5$ |  |


MODELO- EXFIX XIV

Sistema de fijación externa modular(Para miembros superiores)- Tipo-II




| REFERENCIA | TAMAÑO |
|--------------|--|
| MOI 15552001 | Acoplamiento Barra a Barra |
| MOI 15552002 | Acoplamiento Pin a Barra |
| MOI 15552003 | Acoplamiento invertido de Pin a Barra |
| MOI 15552004 | Acoplamiento de doble Pin a Barra |
| MOI 15552005 | Acoplamiento invertido del doble Pin a Barra |
| MOI 15552006 | Abrazadera Pin de 4 orificios |
| MOI 15552007 | Abrazadera Pin de 2 orificios |
| MOI 15552008 | Abrazadera de unión |
| MOI 15552009 | Mastil angulado 30° |
| MOI 15552010 | Post recto |
| MOI 15552011 | Barra de conexión φ5×50 |
| MOI 15552012 | Barra de conexión φ8×100 |
| MOI 15552013 | Barra de conexión φ8×150 |
| MOI 15552014 | Barra de conexión φ8×200 |
| MOI 15552015 | Barra de conexión φ8×250 |
| MOI 15552016 | Barra semi-circular (S) |
| MOI 15552017 | Barra semi-circular (M) |
| MOI 15552018 | Barra semi-circular (L) |
| MOI 15552019 | Barra de conexión para codo (Pequeña) |
| MOI 15552020 | Barra de conexión para codo(Grande) |
| MOI 15552021 | Barra de conexión para muñeca |

Configuraciones de marco recomendadas




| DESCRIPCIÓN | REF | CANT |
|--|--------------|------|
| Tornillos óseos de autoperforación / autoperforantes | MOI 15426080 | 4 |
| Acoplamiento de 4 orificios | MOI 55024534 | 1 |
| Mastil angulado 30° | MOI 15309005 | 4 |
| Biela | MOI 65338200 | 2 |
| Acoplamiento Barra a Barra | MOI 55022055 | 4 |
| Utilizado para: Tibia, Radio | | |

SISTEMA EXFIX MADISON




| DESCRIPCIÓN | REF | CANT |
|--|--------------|------|
| Tornillos óseos de autoperforación / autoperforantes | MOI 15426080 | 4 |
| Acoplamiento de 4 orificios | MOI 55024534 | 2 |
| Biela | MOI 65338200 | 1 |
| Straight Post | MOI 15310005 | 2 |
| Acoplamiento Barra a Barra | MOI 55022055 | 4 |
| Utilizado para: Forearm | | |

Configuraciones de marco recomendadas




| DESCRIPCIÓN | REF | CANT |
|--|--------------|------|
| Tornillos óseos de autoperforación / autoperforantes | MOI 15426100 | 4 |
| Bisagra de unión de muñeca | MOI 15312005 | 1 |
| Acoplamiento Pin a Barra | MOI 55021534 | 4 |
| Utilizado para: articulación de la muñeca | | |

SISTEMA EXFIX MADISON



| DESCRIPCIÓN | REF | CANT |
|--|--------------|------|
| Tornillos óseos de autoperforación / autoperforantes | MOI 15427120 | 4 |
| Bisagra de articulación del codo | MOI 15311005 | 1 |
| Acoplamiento Pin a Barra | MOI 55021534 | 4 |
| Utilizado para: Fractura de la articulación del codo | | |

Configuraciones de marco recomendadas



| DESCRIPCIÓN | REF | CANT |
|--|--------------|------|
| Tornillos óseos de autoperforación / autoperforantes | MOI 15427120 | 4 |
| Acoplamiento de 4 orificios | MOI 55024534 | 1 |
| Mastil angulado 30° | MOI 15309005 | 2 |
| Biela | MOI 65338250 | 2 |
| Biela | MOI 65338200 | 1 |
| Acoplamiento Barra a Barra | MOI 55022055 | 4 |
| Acoplamiento Pin a Barra | MOI 55021534 | |

Usado para: Húmero proximal, cuello condíleo